



## Peripheriewachs

Packung 360 g Wachs, rot



Artikelnr.: 92513  
Hersteller: Yeti Dentalprodukte GmbH  
Gewicht: 0.447 kg  
Höhe: 55 mm  
Breite: 47 mm  
Länge: 323 mm

**€ 21,33**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 360 g Wachs, rot

*Peripheriewachs* für einen perfekten Funktionsrand. Das *Peripheriewachs* kann durch seine Flexibilität und gutes Haftvermögen schnell an der Abformung angebracht werden. Kurz angeschwemmt ist es für eine sichere Modellherstellung ideal.

- Funktionsrandbegrenzung bei der Modellherstellung mit individuellen Löffeln
- Gipsbegrenzung bei konfektionierten Löffeln, dadurch leichteres Entformen und weniger Spannung auf die Restbezaehnung
- Schnellere Modellherstellung, da kein farbliches Markieren des Funktionsrandes und kein Zurückschneiden des Gipses
- Länge 300 mm, Ø 5,00 mm