

Medentex PureMotion W2



Artikelnr.: 925751
Hersteller: Medentex

€ 2.250,00

Zzgl. MwSt.

Amalgamabscheider ohne Rotation

- Für Nass-Saugmaschine
- Wartungsarme Sedimentationsabscheider
- Puffergefäß
- Keine jährliche Prüfung durch jährlichen Tausch der Behälter
- Puffergefäß, Abscheider, Halterung
- Für max. 1 – 2 Zimmer

Optionen und Mehrpreise:

Austausch je Amalgamabscheider pro Jahr	€ 108,- zzgl. MwSt.
5-Jahresprüfung (Kit und Techniker)	€ 390,- zzgl. MwSt.
Entsorgungspauschale Altgerät	€ 180,- zzgl. MwSt.
Anlieferung und Montage	Berechnung nach Aufwand!