



## Vacufix® Saugsets

Set 1 verjüngte Spitze mit Handgriff, 1 Saugrohr CH 6-4, 200 cm, gesteckt, 1 Schlauch CH 25

---



Artikelnr.: 92633  
Hersteller: B.Braun SE  
Gewicht: 0.1 kg  
Höhe: 40 mm  
Breite: 198 mm  
Länge: 385 mm

**€ 7,71**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Set 1** verjüngte Spitze mit Handgriff, 1 Saugrohr CH 6-4, 200 cm, gesteckt, 1 Schlauch CH 25

Für geschlossene Absaugsysteme in Chirurgie, Anästhesie und Intensivstation.

- Sofort einsetzbar
- Für jede Indikation
- Verschiedene Ansätze
- Mit oder ohne Handgriff
- Passende atraumatische Spitze für jede Anwendung
- Latex-frei