



## RETRO Spitzen

Stück AS3D Universal, 3 mm



Artikelnr.: 92643

Hersteller: ACTEON Germany GmbH

Gewicht: 0.007 kg

Höhe: 3 mm

Breite: 75 mm

Länge: 80 mm

**€ 80,52**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Retro-Spitze AS3D Universal, 3 mm

AS3D Universal, 3mm lang

AS6D 6 mm lang

AS9D Für komplizierte Fälle, 9 mm lang

ASLD Prämolaren links, 3 mm lang

ASRD Prämolaren rechts, 3 mm lang

P14D Universal, 5 mm lang

P15LD Prämolaren und Molaren links, 5 mm lang

P15RD Prämolaren und Molaren rechts, 5 mm lang

S12-70D Universal 70°