



RelyX™ Fiber Post 3D Wurzelstiftbohrer

Stück Bohrer Größe 0 Ø 1,1 mm weiß



Artikelnr.: 92683

Hersteller: 3M Healthcare GmbH

Gewicht: 0.003 kg

Höhe: 8 mm

Breite: 69 mm

Länge: 104 mm

€ 17,98

Zzgl. MwSt.

Stück Bohrer Größe 0 Ø 1,1 mm weiß

Der passende Bohrer in Universalgröße zum 3M™ RelyX™ Fiber Post 3D Glasfaserverstärkten Wurzelstift.

- Höhere mechanische Retention zum Stumpfaufbau-Material dank koronaler 3D-Makro-Retentionen
 - Starke Haftung im Wurzelkanal dank seiner mikroporösen Oberfläche ohne Silanisierungsschritt (Bei Verwendung von RelyX™ Unicem)
 - Bessere Kontrolle über die Stiftposition dank exzellenter Röntgenopazität
 - Geringes Risiko von Wurzelfrakturen dank dentinähnlicher Elastizität
 - Ästhetischere Option gegenüber einem Metallstift
 - Höhere Ermüdungsbeständigkeit als viele andere führende Faserstifte
 - Praktisch blasenfrei zementierbar mit RelyX™ Unicem Aplicap Verlängerungskanülen oder RelyX™ Unicem 2 Automix Endo-Tip-Aufsätzen
 - Hohe Ästhetik dank Transluzenz und kein Korrosionsrisiko, das bei metallischen Stiften auftreten kann
 - Farbcodiert
-
- Im Falle von unzureichender Zahnschubstanz (4 mm)
 - Ein Wurzelstift dient der Abstützung und Befestigung der koronalen Restauration