



Bodedex® forte

Flasche 2 Liter



Artikelnr.: 92800
Hersteller: HIMED GmbH
Gewicht: 2.252 kg
Höhe: 260 mm
Breite: 111 mm
Länge: 125 mm

€ 31,11

Zzgl. MwSt.

Flasche 2 Liter

Tensid-Reiniger für thermolabile und -stabile Instrumente zur Vorreinigung von Endoskopen. Mit patentiertem Reinigungssystem zur selbsttätigen, schonenden Ablösung von Röntgenkontrastmittel und Biofilm.

- Selbsttätige starke Reinigungsleistung auch bei hartnäckigen Verschmutzungen
- Löst Reste von Röntgenkontrastmitteln
- Löst Biofilme
- Im Ultraschallbad einsetzbar
- Schaumarm
- Parfüm- und farbstofffrei