



Nervnadeln 9107

Packung 6 Stück gelb ISO 030



Artikelnr.: 92919
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.006 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 31 mm
Länge: 47 mm

€ 3,62

Zzgl. MwSt.

Packung 6 Nadeln gelb ISO 030

Manuelle Aufbereitung: Die Nervnadeln in den Wurzelkanal einführen und nach einer Drehung 180° bis 360° mit dem umwickelten Pulpagewebe herausziehen.