



## HM-Finierer TC747

Packung 3 Stück RA XL, Figur 261, 5,55 mm, ISO 010



Artikelnr.: 92985  
Hersteller: Edenta AG  
Gewicht: 0.006 kg  
Höhe: 8 mm  
Breite: 71 mm  
Länge: 80 mm

**€ 38,56**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 3 Finierer RA XL, Figur 261, Kopflänge: 5,55 mm, ISO 010

Die speziell entwickelten Hartmetallinstrumente bieten eine echte Alternative zur Kürettenbehandlung. Die Instrumente ermöglichen eine substanzschonende Wurzelglättung mit erkennbarer geringerer Riefenbildung im Vergleich mit der Kürettenanwendung.

- TC747 - PerioRed Instrument I
- TC 747L - PerioRed Instrument II
- Mit Wasserspray benutzen
- Wurzelglättung
- Drehzahl 8.000 U/min. - Root / Planing, 12.000 U/min. - Scaling