

## Sublite V

Stück

---



Artikelnr.: 93244  
Hersteller: Shofu Dental GmbH  
Gewicht: 3.63 kg  
Höhe: 240 mm  
Breite: 200 mm  
Länge: 385 mm

**€ 713,84**

*Zzgl. MwSt.*

---

### **Stück** Vorpolymerisationsgerät

Schnelle und professionelle Vorpolymerisation.

- Einfache Einhandbedienung
- 2 Belichtungsprogramme (5 Sekunden / 20 Sekunden)
- 1 leistungsstarke Halogenlampe, 150 Watt
- Individuell einstellbarer Lichtschutz