



KKD® Typ B

Stück



Artikelnr.: 93288

Hersteller: Kentzler-Kaschner Dental

Gewicht: 0.015 kg

€ 26,40

Zzgl. MwSt.

Stück Ansatz Typ 3

Dieser Kronenentferner zeichnet sich besonders durch die Möglichkeit rasch aufeinanderfolgender Auslösung der Schlagimpulse aus. Über den Handgriff werden die Impulse ohne umständliches Nachspannen allein durch Drücken ausgelöst. Ansätze sterilisierbar.