



Modellierinstrumente Wiro-FILL

Stück HWH 513-05, 2,4 mm + 1,7 mm, abgerundete Kegel



Artikelnr.: 93294

Hersteller: Karl Hammacher GmbH

Gewicht: 0.025 kg

€ 26,54

Zzgl. MwSt.

Stück Modellierinstrument HWH 513-05, 2,4 mm + 1,7 mm, abgerundete Kegel

Wiro-Fill sind ausgesuchte Composite-Instrumente, die eine besondere Hochglanzpolitur aufweisen. Sie lassen keine Adhäsion der Composite am Instrument zu und ermöglichen dadurch eine wesentlich bessere Verarbeitung. Die Vergoldung des Griffes dient lediglich der optischen Kennzeichnung der modernen Wiro-FILL Composite Instrumente in der Adhäsiv-Technik.