



# COBAVEST

Flasche 1 l Liquid



Artikelnr.: 93396

Hersteller: Yeti Dentalprodukte GmbH

Gewicht: 1.255 kg

Höhe: 238 mm

Breite: 81 mm

Länge: 80 mm

**€ 17,26**

*Zzgl. MwSt.*

## Flasche 1 Liter Liquid

Phosphatgebundene Präzisionseinbettmasse für Modellgusstechnik.

- Für Silikondublierung, sowie auch Guldublierung geeignet
- Höchste Passgenauigkeit
- Exzellente Detailwiedergabe
- Feinkörnige Konsistenz
- Hervorragende Fließigenschaften