



## DC Temporaryfill

Packung 2 x 30 g Paste rosa



Artikelnr.: 93440  
Hersteller: DC Dental Central GmbH  
Gewicht: 0.114 kg  
Höhe: 98 mm  
Breite: 35 mm  
Länge: 35 mm

**€ 12,72**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung 2 x 30 g Paste rosa**

DC Temporaryfill ist ein gebrauchsfertiges, provisorisches Verschlussmaterial auf Basis von Calciumsulfat-Hemihydrat. Geeignet für okklusal belastete Verschlüsse.

Es gewährleistet einen zuverlässigen Verschluss durch folgende Eigenschaften:

- Schnelle Aushärtung in der Kavität
- Große Haftkraft am Dentin
- Hervorragender Randverschluss
- Festigkeit gegen den Kaudruck
- Remineralisierung des Zahnschmelzes
- Erhältlich in zwei Farben