



WL-Blow

Stück Luftmengenbegrenzer



Artikelnr.: 93487

Hersteller: Alpro Medical GmbH

Gewicht: 0.006 kg

Höhe: 18 mm

Breite: 42 mm

Länge: 85 mm

€ 16,85

Zzgl. MwSt.

Stück Luftmengenbegrenzer

Die Ausblasvorrichtung *WL-Blow* mit integriertem Luftmengenbegrenzer dient zum Ausblasen, Trocknen und zur Reinigungsunterstützung nach der Anwendung von *WL-clean*/*WL-cid* (Reinigung/Desinfektion) an den Innenflächen von Hohlkörper- und Übertragungsinstrumenten.* *WL-Blow* dient ausschließlich der Anwendung im Aufbereitungsraum, es kann an die vorhandene ölfreie Trockenluftanlage angeschlossen werden!**

*Bitte Herstellerfreigaben beachten!

**Der Anschluss eines Bakterienfilters wird empfohlen!