

# MELA seal ® Pro

Stück

---



Artikelnr.: 93578  
Hersteller: MELAG GmbH & Co.KG  
Gewicht: 13.427 kg  
Höhe: 258 mm  
Breite: 387 mm  
Länge: 544 mm

**€ 2.156,82**

*Zzgl. MwSt.*

---

## **Stück** Durchlaufsiegelgerät

Validierbares Durchlaufsiegelgerät nach EN ISO 11607-2.

Diese Vorteile machen das *MELAseal® Pro* so einzigartig:

- Schnelle Siegelprozesse durch geringe Aufheizzeiten und eine hohe Durchlaufgeschwindigkeit
- Integrierte RS 232 - Schnittstelle zur Dokumentation mit MELAflash oder Praxis-PC
- Protokollierung der Siegelparameter Druck, Zeit und Temperatur
- Intuitive Bedienung durch das Softkey-Konzept und dem LCD-Display
- Ein Energiesparmodus sorgt für besondere Effizienz