



Diamanten 379

Packung 5 Stück rot fein, FG, Figur 277 Eiform, 3,5 mm, ISO 016



Artikelnr.: 93645
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.004 kg
Höhe: 6 mm
Breite: 47 mm
Länge: 81 mm

€ 6,45

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Diamanten rot fein, FG, Figur 277 Eiform, Kopflänge: 3,5 mm, ISO 016

- schwarz (SG) - supergrob - Zum sehr schnellen Abtragen und Entfernen alter Füllungen
- grün (G) - grob - Zum schnellen Abtragen und Vorschleifen
- farblos - Standard - Zum universellen Beschleifen der Zahnschubstanz
- rot (F) - fein - Zum Feinschleifen von vorpräparierten Zahnoberflächen
- gelb (C) - superfein - Zum Finieren von Kompositfüllungen und Füllungsändern
- weiß (UF) - ultrafein - Zum Glätten von Kompositen, Kompomeren und anderen Materialien
- Kronenpräparation, Füllungsbearbeitung