



## Diamantpolierer 9768

Packung 2 Stück rosa mittel, RA, Figur 030, 7,5 mm, ISO 060



Artikelnr.: 93767

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.004 kg

Höhe: 10 mm

Breite: 70 mm

Länge: 72 mm

**€ 26,26**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 2 Polierer rosa mittel, RA, Figur 030, Kopflänge: 7,5 mm, ISO 060

2-Stufen System. Diamantpolierer, speziell für harte, hochgefüllte Komposite der neuesten Generation.

- 1. Stufe - rosa - Glätten
- 2. Stufe - grau - Hochglanzpolitur
- Füllungsbearbeitung
- Drehzahl empf. 3.000 - 8.000 U/min., max. 20.000 U/min.