



STERILE K-Feilen

Blisterpackung 6 Stück 21 mm ISO 025



Artikelnr.: 94169
Hersteller: VDW GmbH
Gewicht: 0.003 kg
Höhe: 5 mm
Breite: 60 mm
Länge: 75 mm

€ 11,78

Zzgl. MwSt.

Blisterpackung 6 Feilen 21 mm ISO 025

Für alle Aufbereitungstechniken in drehend feilender Bewegung.

- Edelstahl
- ISO 06-25 Vierkant-Querschnitt für höhere Bruchsicherheit*
- ISO 30-140 Dreikant-Querschnitt für höhere Schneidleistung**
- Deutliche Kennzeichnung des Instrumententyps und ISO Größe am Griff
- Spezielle Stahllegierung für hohe Bruchfestigkeit und hohe Flexibilität
- Die inaktive Spitze führt das Instrument sicher im Kanal
- Mit vormontierten Silikon-Stoppfern

*Verglichen mit ISO 30-140

**Verglichen mit ISO 06-25