



Sims groß

Stück Leerbox



Artikelnr.: 94326
Hersteller: BEYCODENT
Gewicht: 0.107 kg
Höhe: 30 mm
Breite: 130 mm
Länge: 172 mm

€ 13,50

Zzgl. MwSt.

Stück Leerbox

Sims, Groß für Zahnzangen (Schrumpfvermögen: von 13 auf 7 mm Durchmesser). Das schnelle Instrumenten-Markier-System. Ringe über die Instrumente schieben und erhitzen, Ringe schrumpfen in Sekundenschnelle fest auf. Die Instrumente mit den Sims-Ringen zum Aufschumpfen 3 - 4 Minuten in einen Heißluftsterilisator oder auch in einen sehr heißen Backofen legen. Für Metallinstrumente Mindesttemperatur: 150°C (Maximal 280°C).

- Kein Verkleben
- Dauerhaftes Material
- Extra-flach: nur 0,67 mm dünn
- Validiert nach RKI-Vorgaben
- Das Material ist dünn, saugt nicht und ist leicht wieder zu entfernen - auswechselbar
- Für Autoklav, Chemiclav und auch Heißluft-Sterilisation
- Für Thermo-Desinfektion