



Filtek™ Z500

Spritze 3 g A2



Artikelnr.: 94625
Hersteller: 3M Healthcare GmbH
Gewicht: 0.041 kg
Höhe: 38 mm
Breite: 117 mm
Länge: 180 mm

€ 34,67

Zzgl. MwSt.

Spritze 3 g A2

Das 3M™ Filtek™ Z500 Universal Komposit überzeugt durch seine einfache Handhabung, zuverlässige Leistung und hervorragende Qualität bei Restaurationen im Front- und Seitenzahnbereich.

- Gut formbar und nicht klebend
- Hohe Glanzbeständigkeit und geringer Verschleiß
- Erhältlich in 8 Universal-Farben und einer Opak-Farbe

- Direkte Front- und Seitenzahnrestaurationen (inklusive Okklusalfächen)
- Sandwichtechnik mit Glasionomer-Füllungsmaterial
- Stumpfaufbau
- Schienung
- Indirekte Front- und Seitenzahnrestaurationen inklusive Inlays, Onlays und Veneers