



Hinristone® Speed

Beutel 5 kg Superhartgips goldbraun



Artikelnr.: 94644

Hersteller: Ernst Hinrichs GmbH

Gewicht: 5.133 kg

Höhe: 315 mm

Breite: 190 mm

Länge: 125 mm

€ 29,83

Zzgl. MwSt.

Beutel 5 kg Superhartgips goldbraun

Ein schneller Superhartgips zum Erledigen von eiligen Reparaturen. Dieser Gips ist aber auch für Gegenbiss- und Situationsmodelle geeignet. Aufgrund der kurzen Abbindezeit ist das Modell bereits nach 10 Minuten entformbar und kann weiterbearbeitet werden.

Anwendungsempfehlung

- Stumpfmodelle
- Zahnkränze
- Sägeschnittmodelle
- Meistermodelle in EM/NEM und VMK-Technik
- Kontrollmodelle