



# Monoart Watterollenspender

Stück weiß



Artikelnr.: 94759

Hersteller: Euronda Deutschland GmbH

Gewicht: 0.271 kg

Höhe: 106 mm

Breite: 62 mm

Länge: 118 mm

**€ 11,42**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück Spender weiß**

Watterollenspender zur hygienischen Lagerung und Entnahme von Watterollen. Ausreichend für ca. 40 Watterollen. Das unempfindliche Kunststoffgehäuse ist in den Farben blau oder weiß lieferbar.

- Gehäuse aus Kunststoff
- Fassungsvermögen: ca. 40 Rollen