



Expansionsliquid Typ 100

Flasche 1 Liter Typ 100



Artikelnr.: 94882
Hersteller: SILADENT
Gewicht: 1.309 kg
Höhe: 220 mm
Breite: 70 mm
Länge: 90 mm

€ 31,85

Zzgl. MwSt.

Flasche 1 Liter Typ 100

Standard-Expansionsliquid für Granisit®, Micro, JET 2000, Granisit® XF Speed, Granisit® RPS, Presto Vest II, Premium, Silavest Press, Silavest Gold, TeleVest.