



## Müller-Omicron Mischkanülen gelb 5:1

Packung 40 Stück gelb, 5:1



Artikelnr.: 95005

Hersteller: Müller-Omicron GmbH & Co.

Gewicht: 0.391 kg

Höhe: 63 mm

Breite: 170 mm

Länge: 264 mm

**€ 45,01**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 40 Mischkanülen gelb, 5:1

Mischkanülen für Aqium 3D HEAVY, Aqium 3D PUTTY SOFT, Aqium 3D MONO, betasil VARIO IMPLANT, betasil VARIO PUTTY SOFT. Verwendbar nur für die 380 ml Kartuschen.