



Flexi Dip Tauchwachs

Packung 300 g lila



Artikelnr.: 95036

Hersteller: al dente Dentalprodukte

Gewicht: 0.345 kg

Höhe: 110 mm

Breite: 80 mm

Länge: 85 mm

€ 50,81

Zzgl. MwSt.

Packung 300 g Wachs lila

Flexi-Dip Tauchwachs elastisch, zum Erzielen paßgenauer Wachskäppchen mit hervorragenden Schab- und Schneideigenschaften. Die hohe Elastizität des Wachses schließt beim Abheben vom Stumpf eine bleibende Verformung des Käppchens aus. Dies gewährleistet ein leichtes Aufpassen und beste Passgenauigkeit der gegossenen Kronen. Das spezielle elastische Wachs gewährleistet physikalische Eigenschaften des Wachskäppchens annähernd dem eines tiefgezogenen Kunststoffkäppchens. Ideale Tauchwachstemperatur ca. 87 °C.