

Twister venturi

Stück inklusive Zubehör



Artikelnr.: 95224
Hersteller: Renfert GmbH
Gewicht: 5.2 kg
Höhe: 303 mm
Breite: 322 mm
Länge: 387 mm

€ 1.117,44

Zzgl. MwSt.

Stück Vakuum-Anmischgerät inklusive 500 ml Becher mit Rührwerk, 2 m Druckluftschlauch, pneumatisches Anschlussset, Bohrschablone, Befestigungsset, Service-Paket

Die nahezu wartungsfreien Komponenten sowie die intuitive Bedienung machen das Gerät zum komfortablen Partner in Labor und Praxis. Das hohe Drehmoment des Rührmotors verarbeitet auch große Mengen an Mischgut zuverlässig und reproduzierbar. Die Wahlmöglichkeit zwischen 80 und 100 % Vakuumleistung verhindert Siedebällchen bei bestimmten Gipsen und Dubliersilikonem. Als Tisch- und Wandgerät einsetzbar. 3 Jahre Garantie, 10 Jahre Ersatzteilsicherheit.