



TOPDENT Contact Spray Ultra 2000

Spraydose 75 ml rot, mit Kunststoffdüse



Artikelnr.: 95432

Hersteller: Kentzler-Kaschner Dental

Gewicht: 0.071 kg

Höhe: 158 mm

Breite: 58 mm

Länge: 35 mm

€ 11,31

Zzgl. MwSt.

Spraydose 75 ml rot, mit Kunststoffdüse

Zur Markierung der Okklusionsflächen. Zum Sichtbarmachen von Kontaktpunkten in Kronen und Brücken. Feiner Sprühnebel, leicht abwaschbar. Höchste Deckkraft bei geringem Verbrauch.