



## DIATECH ZIRCOSHINE PLUS

Packung 5 Stück hellbraun, HP, Figur 372 Scheibe, 2 mm, ISO 110



Artikelnr.: 95650

Hersteller: Coltene/Whaledent GmbH

Gewicht: 0.005 kg

Höhe: 22 mm

Breite: 60 mm

Länge: 115 mm

**€ 46,14**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung 5 Polierer Größe 110, 9831HP**

DIATECH Silikonpolierer mit Diamant sind beständig und eher abrasiv, weshalb sie für die Bearbeitung von Materialien mit höherer Endhärte empfohlen werden.

Die weicheren Silikonpolierer sind für die Bearbeitung von Materialien mit geringerer Endhärte geeignet, da sie die Strukturen, die dem Zahn sein natürliches Aussehen verleihen, nicht abtragen.

- CAD/CAM Restaurationen, Zirkonoxid
- Drehzahl 7.000-10.000 U/min.