



## DIATECH ZIRCOPOL PLUS

Packung 5 Stück hellgrün, HP, Figur 372 Scheibe, 2 mm, ISO 110



Artikelnr.: 95651

Hersteller: Coltene/Whaledent GmbH

Gewicht: 0.005 kg

Höhe: 28 mm

Breite: 62 mm

Länge: 108 mm

**€ 46,14**

*Zzgl. MwSt.*

### Packung 5 Polierer 9731RA

DIATECH Silikonpolierer mit Diamant sind beständig und eher abrasiv, weshalb sie für die Bearbeitung von Materialien mit höherer Endhärte empfohlen werden.

Die weicheren Silikonpolierer sind für die Bearbeitung von Materialien mit geringerer Endhärte geeignet, da sie die Strukturen, die dem Zahn sein natürliches Aussehen verleihen, nicht abtragen.

- CAD/CAM Restaurationen, Zirkonoxid
- Drehzahl 7.000-10.000 U/min.