



DIATECH Diamanten G837

Packung 5 Stück blau mittel (ML), FG, Figur 111 Zylinder, 8 mm, ISO 018



Artikelnr.: 95744

Hersteller: Coltene/Whaledent GmbH

Gewicht: 0.005 kg

Höhe: 5 mm

Breite: 27 mm

Länge: 35 mm

€ 18,38

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Schleifer blau mittel (ML), FG, Figur 111 Zylinder, Kopflänge: 8 mm, ISO 018

DIATECH Diamantinstrumente verfügen über eine gleichmäßige Diamantschicht auf mehreren Ebenen. Beim Schleifen ersetzen daher neue Diamantkörner mit scharfen Kanten die abgenutzte Außenschicht. Der hohe Qualitätsstandard der DIATECH Multilayer-Diamantinstrumente wird durch eine optische 100 %-Qualitätskontrolle gewährleistet.

- schwarz MLX - grob - 150 μm^*
- blau ML - mittel - 105 μm^*
- rot F - fein - 40 μm^*
- gelb XF - extra fein - 25 μm^*
- weiß UF - ultrafein - 15 μm^*
- orange UF - ultrafein - 8 μm^*
- Kavitätenpräparation, Kronenpräparation, Kronentrennung, Bearbeitung von Füllungen