



Becherspender

Stück weiß



Artikelnr.: 96080
Hersteller: Weinmann GmbH
Gewicht: 0.255 kg
Höhe: 93 mm
Breite: 140 mm
Länge: 384 mm

€ 32,93

Zzgl. MwSt.

Stück Becherspender weiß

Becherspender für 200 ml Mundspülbecher. Die optimale Ergänzung zum Dosierspender für Mundspüllösung.

- Ausgabe: Becherspender an der Unterseite
- Gehäuse: Kunststoff, weiß, mit Deckel – alle Becher sind vor Staub geschützt
- Montage: Wand, bzw. alle ebenen, senkrechten Oberflächen
- Maße: Holmlänge 320 mm, Durchmesser 80 mm