



Desinfektionswanne

Stück Kunststoff, für 1 Liter



Artikelnr.: 96100

Hersteller: Alpro Medical GmbH

Gewicht: 0.416 kg

Höhe: 101 mm

Breite: 155 mm

Länge: 222 mm

€ 44,02

Zzgl. MwSt.

Stück Desinfektionswanne Kunststoff, für 1 Liter

Art.-Nr.: 95786: Für die Desinfektion von Instrumenten. Thermodesinfizierbar bis 60 °C.

Art.-Nr.: 96100: Für die Desinfektion von Abdrücken mit PrintoSept-ID. Thermodesinfizierbar bis 60 °C.