



Transparente Streifen

Packung 100 Stück Länge 140 mm, Breite 8 mm, x-dünn, gerade



Artikelnr.: 96119

Hersteller: Produits Dentaires S.A.

Gewicht: 0.017 kg

Höhe: 6 mm

Breite: 53 mm

Länge: 167 mm

€ 6,84

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Streifen Länge 140 mm, Breite 8 mm, x-dünn, gerade

Bei den transparenten Streifen handelt es sich um Matrizen, mit deren Hilfe Restaurationsmaterialien an die natürliche Zahnschubstanz angepasst werden können. Sie sind in erster Linie für lichtgehärtetes Komposit im Frontzahnbereich gedacht. Die Transparenz des Produkts gewährleistet die Polymerisation für lighthärtende oder selbsthärtende Komposite. Darüber hinaus sind die transparenten Streifen aus starkem Kunststoff gefertigt, der eine hohe Zugfestigkeit und Flexibilität aufweist. Dadurch lässt sich das Band eng und passgenau um den Zahn ziehen, was eine gute Randanpassung ermöglicht.

Transparente Streifen sind in einer Vielzahl von Abmessungen als vorgeschchnittene Bänder erhältlich (gerade oder gebogen, variable Dicke (75 µm dünn oder 50 µm x-dünn), variable Länge (70 mm, 100 mm oder 140 mm), variable Breite (6 mm, 8 mm oder 10 mm)).

Zusätzlich zu den transparenten Streifen bietet PD auch andere Konturierungsoptionen an, wie z. B. die Pella transparenten Kronenformen, die sich ideal zur Vervollständigung von vorgeformten Kronen mit lichtgehärteten Materialien eignen, sowie ein Matrixband/Spanner-System, das sich ideal für Frontzähne eignet.