



Monoart® Applikatoren biegsam

Dose 100 Stück 8 cm, blau



Artikelnr.: 96475

Hersteller: Euronda Deutschland GmbH

Gewicht: 0.075 kg

Höhe: 108 mm

Breite: 43 mm

Länge: 45 mm

€ 5,25

Zzgl. MwSt.

Dose 100 Applikatoren Länge: 8 cm, blau

Monoart® Applikatoren biegsam - Flexible Spitze mit feiner Beflockung.

Monoart Applikatoren zur punktgenauen Applikation von Pasten, Gels und Flüssigkeiten. Der Pinselschaft hat eine biegsame Spitze. Das erleichtert die Arbeit auch an schwer zugänglichen Stellen. Die feine Beflockung des Mikropinsels ermöglicht ein präzises Auftragen von medizinischen Lösungen.

Monoart Applikatoren biegsam sind 8 cm lang und in den Farben rot, grün, gelb oder blau verfügbar. Die Lieferung erfolgt in einer Klarsichtbox mit wiederverschließbarem Deckel in der gewählten Farbe. So bleiben die Pinselchen gut sortiert und geschützt. Eine Box enthält 100 Stäbchen

- Pasten, Gels und Flüssigkeiten punktgenau applizieren
- Mikropinsel mit feiner Beflockung
- Fusselfrei
- Spitze anpassbar
- 4 Farben
- Länge 8 cm
- Praktische Vorratsbox