



Cavex LC Dental Tray

Packung 50 Stück, rosa



Artikelnr.: 96476
Hersteller: Cavex
Gewicht: 1.499 kg
Höhe: 76 mm
Breite: 125 mm
Länge: 190 mm

€ 48,71

Zzgl. MwSt.

Packung 50 Trays, rosa

Cavex LC Dental Tray ist ein lichthärtendes Plattenmaterial in anatomisch vorgeformten und vestibulär vergrößerten Platten. *Cavex LC Dental Tray* eignet sich hervorragend zur Herstellung von:

- Individuelle Löffel
- Funktionslöffel
- Bißregistrierung
- Stützstiftregistrierung

Eigenschaften

- Vestibulär vergrößert
- Hohe Reiß- und Standfestigkeit
- Hohe Bruchfestigkeit
- Optimierte anatomische Plattenform für Unter- und Oberkiefer
- Farbe pink opak
- Aushärtung in 3 - 5 Minuten durch Halogen oder UV-Licht
- Lichthärtend
- Haltbarkeit 3 Jahre