



## LIQUIPURE

Stück



Artikelnr.: 96798

Hersteller: WTS-Wassertechnik

Gewicht: 4.16 kg

**€ 125,16**

*Zzgl. MwSt.*

### Stück Auf Tischversion

Reinstwasser aus der Leitung. *LIQUIPURE*- Auf Tischversion erzeugt aus normalem Leitungswasser demineralisiertes Wasser für alle allgemeinen Laborzwecke, Sterilisatoren, Abdampfer. *LIQUIPURE* entzieht dem Wasser durch ein Mischbettharz sämtliche gelösten Inhaltsstoffe. Das Wasser erfüllt die Vorgaben der RKI-Richtlinie EN13060/EN285.