



LIQUIPURE FX

Stück



Artikelnr.: 96799

Hersteller: WTS-Wassertechnik

Gewicht: 0.5 kg

€ 233,25

Zzgl. MwSt.

Stück Untertischversion

LIQUIPURE FX - Untertischversion erzeugt aus normalem Leitungswasser demineralisiertes Wasser für alle allgemeinen Laborzwecke, Sterilisatoren, Abdampfer. *LIQUIPURE FX* entzieht dem Wasser durch ein Mischbettharz sämtliche gelösten Inhaltsstoffe. Das Wasser erfüllt die Vorgaben der RKI-Richtlinie EN13060/EN285.