



## Rührbecher für Alginate

Stück für 400 ml, für Alginat



Artikelnr.: 96801

Hersteller: Reitel Feinwerktechnik

Gewicht: 0.5 kg

**€ 312,24**

*Zzgl. MwSt.*

### Stück Alginatbecher für 400 ml

Speziell für die Zahn- und Kieferabformung in der Praxis empfehlen wir die Rührbecher mit speziellem Alginat-Rührwerk. Damit erhalten Sie im Handumdrehen eine geschmeidige Abformmasse! Äußerlich unterscheiden sich die Alginat-Rührbecher nicht von den Rührbechern für Gipse und Einbettmassen. Die Gefäße bestehen aus einer robusten Kunststoffwandung kombiniert mit einem Deckel aus Aluminium, an den das Rührwerk fixiert ist. Für Alginate, Silikone etc. bieten wir die Becher in den Füllmengen 150 ml und 400 ml an.