



gingiva MASK 3D

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche rosa, 12 Mixing Tips gelb



Artikelnr.: 96970

Hersteller: Müller-Omicron GmbH & Co.

Gewicht: 0.254 kg

Höhe: 116 mm

Breite: 58 mm

Länge: 133 mm

€ 33,60

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche rosa, 12 Mixing Tips gelb

Scanbare Zahnfleischmaske, Spezialsilikon, additionsvernetzend, zur Herstellung flexibler Zahnfleischmasken bei hochpräzisen Implantatarbeiten, leichtfließend, reißfest, dimensionsstabil. Hervorragend fräsbar durch hohe Endhärte, ca. Shore A 70, Verarbeitungszeit 1 Min. 30 Sek., Aushärtung 7 Minuten.