




Bohrerstände

Stück für 18 RA Instrumente, 64 x 53 x 35 mm



Artikelnr.: 97099

Hersteller: Euronda Deutschland GmbH

Gewicht: 0.064 kg

Höhe: 36 mm

Breite: 55 mm

Länge: 70 mm

€ 9,80

Zzgl. MwSt.

Stück Bohrerstände für 18 RA Instrumente, 64 x 53 x 35 mm

Ständer für dentale Bohraufsätze mit einem Deckel aus transparentem Kunststoff. Das FG-Modell ist geeignet für Instrumente mit einem Schaftdurchmesser von ca. 1.6 mm. Das RA-Modell hält Aufsätze mit einem Durchmesser von 2.35 mm. Monoart Bohrerstände sind in drei Größen, für 18, 36 oder 72 Bohrer, erhältlich.

Aufsätze für Hand- und Winkelstücke und Turbinen sind das wichtigste Handwerkszeug zur Reparatur und Pflege von Patientengebissen. Sie gehören zu den wertvollsten Instrumenten in der Zahnarztpraxis. Ein sterilisierbarer Bohrerstand hilft beim sorgsamem und strukturierten Umgang mit diesen Feinwerkzeugen. Euronda Monoart Bohrerstände werden zur Aufbewahrung und Bereitstellung von Dentalbohrern eingesetzt. Sie bestehen aus einer gelochten Basis und einem transparenten Deckel aus Klarsichtkunststoff.

- Sockelstände autoklavierbar
- Deckel aus Klarsichtkunststoff (nicht autoklavierbar)
- In unterschiedlichen Ausführungen