



NaCl 0,9% Spüllösung

Flasche 500 ml Ecotainer



Artikelnr.: 97128
Hersteller: B.Braun SE
Gewicht: 0.571 kg
Höhe: 150 mm
Breite: 83 mm
Länge: 85 mm

€ 1,93

Zzgl. MwSt.

Flasche 500 ml Ecotainer

Die hervorragenden Handhabungseigenschaften des in der Infusionstherapie bewährten Behälters Ecoflac® plus ermöglichen jetzt auch im Bereich der chirurgischen Spülung das praktische Arbeiten mit Überleitgerät mit Einstechdorn. Ecoflac® plus faltet sich vollständig zusammen, so dass die Belüftungsklappe des Überleitgerätes geschlossen bleiben kann.

Die chirurgischen Spüllösungen im Ecoflac® plus mit CE Kennzeichen sind steril und pyrogenfrei.

Ecoflac® plus ist ein latexfreier Behälter aus reinem Polyolefin (Behälterkörper aus PE, Twincap aus PE und PP), das sich vollständig recyceln lässt. Bei der Verbrennung werden ausschließlich Wasser und Kohlendioxid freigesetzt.