



csp ceramic silane primer

Flasche 1,5 ml silane activator



Artikelnr.: 97264

Hersteller: DLC Supply GmbH

Gewicht: 0.017 kg

Höhe: 23 mm

Breite: 78 mm

Länge: 153 mm

€ 21,65

Zzgl. MwSt.

Flasche 1,5 ml silane activator

Sichere Haftung - vom ersten bis zum letzten Tropfen.

csp ist zum einen die ideale Ergänzung zu glasfaserverstärkten Komposit-Stiften, zum anderen ist csp optimal für die Silanisierung von silikatischen und aluminium-oxidischen Keramiken bei Keramikreparaturen. Das System besteht aus silane base und silane activator. Durch die "frische" Anmischung wird immer ein optimaler Haftverbund zwischen Komposit und Keramik gewährleistet. Verschlungen sind silane base und silane activator 4 Jahre haltbar.