



Clinpro™ White Varnish

Packung 50 x 0,5 ml Mint, Zubehör



Artikelnr.: 97345

Hersteller: 3M Healthcare GmbH

Gewicht: 0.233 kg

Höhe: 153 mm

Breite: 85 mm

Länge: 122 mm

€ 97,56

Zzgl. MwSt.

Packung 50 x 0,5 ml Einzeldose Mint, 50 Applikationsbürsten, 1 Patienteninformationen, 60 Aufkleber, 1 Anleitungskarte

3M™ Clinpro™ White Varnish Fluoridhaltiger Klarlack mit Tri-Calcium Phosphat (TCP) bietet aufgrund seiner patentierten Formulierung mit Fluorid, Kalzium und Phosphatbestandteilen eine erhöhte Schutzwirkung und bringt zudem ein verbessertes Anfließverhalten mit.

- Erreicht auch schwer zugängliche Bereiche dank verbesserter Fließeigenschaften
- Setzt mehr Fluorid frei
- Verschließt Dentinkanälchen
- Einfach und in wenigen Sekunden aufzutragen
- Nahezu unsichtbar

3M™ Clinpro™ White Varnish ist ein 5%iger Natriumfluoridlack, der im Rahmen der Behandlung von Zahnüberempfindlichkeiten die Dentintubuli mechanisch verschließt. Das Material unterstützt die Remineralisierung und hilft bei der Kariesprävention.