



Diamant-Kronentrenner

Packung 5 Stück 2 x rot, FG, Figur 141, 8 mm, ISO 016



Artikelnr.: 97438
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.006 kg
Höhe: 5 mm
Breite: 47 mm
Länge: 81 mm

€ 21,60

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Kronentrenner 2 x rot, FG, Figur 141, Kopflänge: 8 mm, ISO 016

K-Diamonds.

Vollkeramik-ZrO₂ Bearbeitung mit Diamantinstrumenten unter Wasserkühlung.

Die Multilayer-Diamanten garantieren noch höhere Standzeiten auf harten Vollkeramikmaterialien. Das neue Herstellungs-Verfahren mit spezieller Matrix-Bindung verhindert ein Ausbrechen einzelner Diamantkörner und erhöht die Standzeit um ein Vielfaches. Die Feinkorn-Diamantierung sorgt für optimale Schneidleistung und hohe Abtragleistung während dem Trennen mit geringen Vibrationen.

- Kronentrennen, Verblend- und Keramiktechnik, Occlusalbearbeitung Keramik
- Mit Wasserspray benutzen
- Drehzahl 200.000 U/min.