



ZAKK®

Packung 5 ml inklusive 10 Mischkanülen MCN 2, 10 Intra-Oral Tips MCN 2



ArtikelNr.: 97446
Hersteller: R-dental GmbH
Gewicht: 0.067 kg
Höhe: 46 mm
Breite: 104 mm
Länge: 175 mm

€ 33,56

Zzgl. MwSt.

Packung 5 ml Doppelkammerspritze inklusive 10 Mischkanülen MCN 2, 10 Intra-Oral Tips MCN 2

Selbsthärtender provisorischer, temporärer Zement.

- Produktfarbe weiß-gelblich opak
- Im KwikMix®-System 1:1
- Mit abgewinkelten Intra-Oral-Tips - für eine professionelle und präzise Material-Applikation
- Selbsthärtend
- Basiert auf Zinkoxid (ZnO) und organischen Säuren
- Ohne Eugenol (NE) und ohne Triclosan
- Mit Dimethacrylatmatrix - für ein optimales Randspaltverhalten ohne Auswaschungen
- Stufenweise Aushärtung - für eine optimale Adaptation bei gleichzeitig leichter Entfernbarkeit von Materialüberschüssen am Rand
- Optimale Verarbeitungszeit ~ 90 s.
- Kurze Aushärtungszeit ~ 2-3 min.