



## R-SI-LINE® MISCHKANÜLE MATIC BR

Beutel 40 Kanülen gelb/weiß, 1 Bajonett-Ring

---



Artikelnr.: 97781  
Hersteller: R-dental GmbH  
Gewicht: 0.401 kg  
Höhe: 61 mm  
Breite: 204 mm  
Länge: 263 mm

**€ 58,83**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Beutel** 40 Kanülen gelb/weiß, 1 Bajonett-Ring

- Mischungsverhältnis 5:1
- Für 380 ml Doppelkartuschen
- Für Matic BR-Produkte
- Weißes Gehäuse
- Gelbe Spirale