



interprox® gel

Tube 20 ml



Artikelnr.: 97855
Hersteller: DentaId GmbH
Gewicht: 0.033 kg
Höhe: 23 mm
Breite: 54 mm
Länge: 160 mm

€ 3,59

Zzgl. MwSt.

Tube 20 ml Gel

- Ergänzt und erleichtert die Anwendung von Interdentalbürstchen
- Cetylpyridiniumchlorid – reduziert die Ansammlung von Biofilm (Plaque)
- Zinklactat – für einen frischen Atem
- Natriumfluorid – festigt den Zahnschmelz
- Xylit – befeuchtet die Mundhöhle
- Allantoin – stärkt und schützt die Mundschleimhaut
- Schonende Pflege, RDA (Abriebwert) = 0
- Für die tägliche Mundpflege
- Besonders geeignet für die Pflege von Implantaten, kieferorthopädischen, festsitzenden Apparaturen
- Von Zahnärzten empfohlen

Anwendung: Ein Tropfen *interprox® Gel* auf ein Interdentalbürstchen – am besten auf ein interprox Bürstchen – geben und die Zahnzwischenräume reinigen. TIPP: Für eine intensive Vorbeugung sollte danach nicht ausgespült werden.