



Multi Tray

Packung 30 Stück Quadrant



Artikelnr.: 97931

Hersteller: Kettenbach GmbH & Co.KG

Gewicht: 0.18 kg

Höhe: 140 mm

Breite: 85 mm

Länge: 180 mm

€ 26,86

Zzgl. MwSt.

Packung 30 Multi Trays Quadrant

Partielle Abformlöffel aus Kunststoff zum Einmalgebrauch für die Situations- und/oder Präzisionsabformung.
ZEITSPAREND & WIRTSCHAFTLICH

- Vereint drei Arbeitsschritte (Abdruck, Gegenabdruck und Bissregistrierung) in einem
- Kein zusätzlicher Haftlack erforderlich
- Scanfähig

EINFACHES UND VIELSEITIGES HANDLING

- Für Inlays/Onlays oder Einzelkronen geeignet
- Stabiler, gerillter Löffelrand für hohe Festigkeit; dünne, bewegliche, reißfeste Gaze für präzise Abformergebnisse