



## Micro

Karton 4 x 5 kg



Artikelnr.: 97971  
Hersteller: SILADENT  
Gewicht: 20.8 kg  
Höhe: 200 mm  
Breite: 300 mm  
Länge: 445 mm

**€ 201,32**

Zzgl. MwSt.

### Karton 4 x 5 kg Einbettmasse

Eine feine phosphatgebundene graphitfreie Präzisionseinbettmasse. *Micro* ist nicht nur als Modellgusseinbettmasse geeignet, sondern wird auch mit Erfolg in der Kronen- und Brückentechnik eingesetzt. Die Expansion wird wie bei Granisit mit dem Liquid Typ 100 bzw. Typ 140 eingestellt.

- Feine Körnung bringt exakte Detailwiedergabe und seidenglatte Gussoberflächen
- Genau steuerbare Expansion über die Liquidkonzentration
- Hervorragende Fließfähigkeit