



## DIATECH CERASHINE PLUS

Packung 5 Stück HP, Figur 372 Scheibe, 2 mm, ISO 110

---



Artikelnr.: 98200  
Hersteller: Coltene/Whaledent GmbH  
Gewicht: 0.005 kg  
Höhe: 25 mm  
Breite: 60 mm  
Länge: 100 mm

**€ 46,14**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 5 Polierer HP, Figur 372 Scheibe, Stärke: 2 mm, ISO 110

DIATECH Silikonpolierer mit Diamant sind beständig und eher abrasiv, weshalb sie für die Bearbeitung von Materialien mit höherer Endhärte empfohlen werden.

Die weicheren Silikonpolierer sind für die Bearbeitung von Materialien mit geringerer Endhärte geeignet, da sie die Strukturen, die dem Zahn sein natürliches Aussehen verleihen, nicht abtragen.

- Keramik, Metall
- Drehzahl 7.000-10.000 U/min.